



Digiortho Seffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi Uygulanırken İzlenecek Adımlar

1. Hastadan silikon esaslı ölçü alınır.
 - Eğer klinikte silikon esaslı ölçü alma imkanı yoksa alginatla ölçü alınıp bekletmeden sert alçı dökülür.
2. Satış elemanı çağırılır, ölçüler ya da sert alçı modeller elemana teslim edilir.
3. Üç gün içerisinde hasta için bilgisayar programında hazırlanmış ideal planlama diş hekiminin e-posta adresine gönderilir.
 - Bu gönderilen e-posta içerisinde:
 - a. Alt ve üst çenenin ayrı ayrı kaç plakla tedavi olacağı
 - b. Çenelerin 15 günde bir değişecek plaklar ile geleceği yeni durumları her üç cepheden gösteren resimler
 - c. Başlangıç ve bitiş model resimleri
 - d. Eğer stripping yapılması gerekiyorsa hangi dişlerde ve hangi yönde yapılacağını gösteren şema
 - e. Tedavi sırasında olacak bütün diş ve kök hareketlerini gösteren video bulunur.
4. Hekim hazırlanmış olan planlama üzerinde değişiklik yapmak istiyorsa yapılabilir. Planlama onaylandığı zaman hekime kaç plak ile tedavi yapılabileceği, tedavi süresi ve plak sayısına bağlı olarak maliyeti hesaplanır, bildirilir.
5. Hekim hastasıyla irtibata geçer, gerekli bilgileri verir, hasta ile bir anlaşmaya varırsa bize geri dönerek tedaviyi onaylar.
6. Hekim tedaviye onay verdikten bir hafta sonra bütün plaklar basılmış olarak digiortho tedavi paketi hekime ulaştırılır.
 - Digiortho tedavi paketinin içerisinde:
 - a. Tedavi süresinde kullanılacak bütün şeffaf plaklar (steril poşetlerle mini kutularda)
Plakların içerisinde bulunduğu mini kutularda plağın hangi çeneye ait olduğu ve kaç numaralı plak olduğu işaretlenmiştir
 - b. Hastanın başlangıç ve bitiş modelleri
 - c. Plaklar için saklama kutusu bulunur.
7. Hasta randevu gününde geldiği zaman
 - a. Hekim kendisine gönderilmiş olan e-postayı açar.
 - b. Eğer vaka stripping gerektiriyorsa e-postada belirtilen dişlerde çift taraflı ortodontik zımpara ile stripping yapılır.
 - c. İlk plaklar hastanın ağızına takılır.
 - d. Kesinlikle plaklar her randevuda hastaya tek tek verilmelidir. Toplu olarak verildiğinde hastanın gözünde tedavi basitleşebilir ve hasta yanlış plaklarla tedaviye zarar verebilir.

8. Plaklar 15 günde bir deęiřecektir.
9. Tedavi bittikten sonra hekimin tercihine gore ya pekiřtirme apareyi yapılmalıdır ya da retainer takılmalıdır.
10. Őeffaf plaklarda tedavi suresi vakanın durumuna gore 4 ay ile 9 ay arasında deęiřmektedir. Bu sure braketle tedavi suresiyle kıyaslanırsa hemen hemen yarı yarıya daha kısadır.

Hastaya Verilecek Tavsiyeler

- ✓ Őeffaf plaklar yemek yemek haricinde 24 saat takılmalıdır.
- ✓ Yemek yerken hasta plaklarını ıkartmalı, alkalayıp plak kutusunda saklamalı ve yemeęi bitince tekrar takılmalıdır.
- ✓ ay, kahve veya sigara ierirken ıkartılmasına gerek yoktur.
- ✓ 15 Gunluk kullanım suresi dolduęunda yeni randevusuna giderek bir sonraki plaęına gemelidir.
- ✓ Plaęın uygulandıęı ilk iki gun hastanın aęrı hissetmesi normaldir, bunu hastaya diřlerinin hareket etmeye başlaması olarak aıklayabiliriz. İlk gun hafif bir aęrı kesici onerebiliriz. uncu gun hasta aęzında plakların olduęunu hissetmeyecektir.
- ✓ Plaklar ilk takıldıęında diř etinde noktasal iritasyonlar yaratabilir. Hekim plakların kenarından bir miktar alarak hastayı rahatlatır.
- ✓ Bu plakların surekli kullanılması tedavinin bařarısı aısından ok onemlidir.
- ✓ Plaklar hastanın aęzındayken hastanın sakız gibi yapıřkan maddeler ięnememesi gerekir, kola gibi asitli iecekler imesinde bir sakınca yoktur.

Fiyatlandırma

- ✓ Bizimle irtibata gein.

Endikasyonları

- ✓ Class I aprařıklık
- ✓ Class II aprařıklık
- ✓ Aık kapanıř (open bite)
- ✓ rtlu kapanıř (deep bite)
- ✓ Diestema
- ✓ apraz kapanıř (cross bite)

MEDİFARM DIř TİC. VE PAZ. LTD. ŐTİ.
CEVİZLİ MAHALLESİ TUGAY YOLU CAD.
NO. 13 POL-AR İř MERKEZİ K1-2
MALTEPE 34846 İSTANBUL TRKİYE
TEL : 0216-3520303 DAHİLİ: 140
FAX : 0216-3520399
info@medifarm.com.tr
www.medifarm.com.tr

Bilgi iin:
Leyla Aygıt: 0532 285 6267

Hekim;

Ad, Soyad:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Hasta;

Ad, Soyad:

Teslim tarihi:

Özel Notlar:

digiortho

